

Detasolv

Lösemittelhaltiges Trockendetachiermittel

Eigenschaften:

- hochaktives Detachiermittel zur Behandlung von lösemittellöslichen Flecken wie Öle, Fette, Harze, Lacke, Kleber, Lippenstifte
- randlos mit Druckluft ausblasbar
- zur Nachdetachur in der Textilpflege anwendbar

Anwendung:

Zur optimalen Nutzung von **Detasolv** ist ein Detachierarbeitsplatz mit Absaugarm (z.B. Veit ...) zu verwenden.

Bei empfindlichen Materialien wie Seide, Acetat oder Viscose ist eine Saumprobe durchzuführen. Allgemein ist im Zweifelsfall (insbesondere bei Verdacht auf Farbunechtheit) eine Saumprobe durchzuführen.

Detasolv wird tropfenweise direkt auf die Behandlungsstelle gegeben.

Bei der Verwendung dünnflüssiger, tensidfreier Trockendetachiermittel ist mit einem raschen Auseinanderlaufen der Behandlungsstelle zu rechnen. Dies wird verhindert durch das Unterfüttern der Fleckenstelle auf dem Absaugarm mit einem offenporigen Spezialvlies.

Die durch sparsamen Einsatz von **Detasolv** gelösten Flecksubstanzen werden vom Vlies aufgesaugt und festgehalten.

Bevor die Behandlungsstellen nach erfolgreicher Detachur mit Druckluft getrocknet werden, muss das mit Fleckensubstanz vollgesaugte Vlies entfernt werden.

Detasolv hinterlässt keine Trocknungsrän der.

Wird **Detasolv** in der Vordetachur eingesetzt, so muss nach Methoden der Nachdetachur gearbeitet werden (Detachierstelle gut trocknen).

Technische Daten:

Dichte	0,83 g/ml
Flammpunkt	38°C

Hinweise:

Lagerung:

Gebinde geschlossen halten, das Produkt enthält leichtflüchtige Lösemittel. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgeb inde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Aerosole nicht einatmen, für eine effektive Absaugung sorgen

1002